

# イージーテム

皮膚赤外線体温計

HPC-01

**簡単<sup>約</sup>！秒測定！** 非接触だから簡単温度測定。  
充実の機能。



**介護や家庭で  
毎日検温**

おでこで測れるので脱衣不要。  
手間がかかりません。

**赤ちゃんや  
小さいお子様に**

起きていても寝ていても楽に  
測定できます。

**体に触れずに  
約1秒測定**

素早く簡単検温。  
的確な処置への第一歩です。



# イージーテム

皮膚赤外線体温計

HPC-01



非接触だから安全温度測定。充実の機能。



体温測定

非接触だから衛生的に体温測定ができます。



約1秒で測定

約1秒ですばやく測定ができます。



10件のメモリー機能

10件の測定結果を保存できます。



自動OFF

30秒間操作がない場合は自動で電源がOFFになります。

## 特徴

- 肌に触れずに測定できます。衛生的な非接触型測定です。
- 額等の皮膚の赤外線放射量を測定して体温を推定します。
- 過去10回分の測定結果を記憶します。
- 30秒間操作しないと自動的に電源が切れる省エネ設計です。
- 軽くて小さく携帯に便利です。

## 使用方法

### 測定方法

- ① (測定) ボタンを押します。
- ② (額) アイコンが液晶画面に表示されます。
- ③ 額の中央から約2~3cm離れたところで部位に対して垂直にして (測定) ボタンを押します。
- ④ (測定) ボタンを押した後に“ピピッ”と音が鳴るまで体温計と額の距離を維持します。
- ⑤ 液晶画面に表示された体温を確認します。
- ⑥ 再測定する場合には液晶画面に②のように表示させた後に③~⑤までの過程を繰り返します。
- ⑦ 体温を測定した時に38.1~38.9℃では“ピピ”という警告音が3回鳴り、39℃以上になると“ピピピピ”という警告音が3~4秒間鳴ります。(サイレントモードになっている場合は鳴りません。)

測定終了後は自動的に測定結果を保存します。

mem (メモリー/モード切換え) ボタンを押すと、過去10回分の測定結果を見ることができます。

本製品をご使用前に添付文書および取扱説明書をよくお読み下さい。

口腔式体温計及び耳式体温計に比べ、非接触型の体温計ですので、不快感や感染の危険性が少なく、簡単に正確な体温測定ができますので、特に子どもの体温測定に適しています。

④ (測定) ボタンを押します。

スイッチオン

液晶画面に表示された測定値を確認します。

36.5°C

測定部位 (おでこなど) から2~3cm離れたところで部位に対して垂直にして (測定) ボタンを押します。押した後に“ピピッ”と音が鳴るまで体温計と測定部位の距離を維持します。

ピピッ

mem (メモリー/モード切換え) ボタンを押すと過去10回分の履歴を見ることができます。

MEM 36.5°C

## 付属機能としての便利な使い方

(測定) ボタンを押した後に mem (メモリー/モード切換え) ボタンを3秒以上長押しすると (メモリー/モード切換え) ができます。モードの切換えにより物の表面の温度を測定することができます。表面が熱いもの、哺乳瓶やコーヒーなどのホット飲料、お風呂の表面温度の測定に便利です。



個包装サイズ	個包装重量	JANコード
180mm×125mm×40mm	185g	4 987340 300280

製造販売業者 原沢製薬工業株式会社

販売代理店 株式会社あうる 〒104-0041 東京都中央区新富1-4-5 東銀座ビル2F  
TEL/FAX:03-5542-0554

GP1M35②