

A&D
A&D Medical

エー・アンド・デイは
医療・測定機器の総合メーカーです。

これからは、非接触体温計

肌に触れずに、すばやく測れる

おでこで測る

でヒツと



赤ちゃんから
大人まで測れる

はやい・簡単

非接触式

肌に触れず
衛生的

約**1秒**
測定 **ヒツ**

非接触体温計 UT-701

医療機器認証番号 226AFBZX00169000

体温測定の新習慣 おでこで触れずに検温

はやい、簡単だから家族で手軽に検温
検温機会が増え、体調の確認や、
体調変化を早期に見つかります。

発熱や体調の変化をつかむには、
平熱を知っておくことが肝心です。

平熱には、個人差があります。
健康時の平熱を測っておきましょう。

おでこの表面温度から舌下温を表示

測定原理：すべての物質は、温度に相関した赤外線を放出しています。
おでこの表面から放出される赤外線量を計測して、おでこ表面の
平均温度を外気温に応じて舌下温に換算し表示します。

舌下温は、ワキの下の体温よりも
少し高いのが一般的です。





はやい、簡単



約1秒測定だから

朝の忙しい時や、じっとできない子供でも測れます。
短時間に多人数の測定ができます。



簡単!



測定ポイントが分りやすい

測定の際、ワキの下で挟む、口でくわえるなど、
姿勢を保持する負担がありません。

体温（平衡温）を実測する場合、
腋下で10分、口中で5分以上が必要で、
子供や高齢者は姿勢を保つのは大変です。





非接触、衛生的



感染防止、消毒不要

非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。

非接触だから



寝ている人を起こさずに検温

家族みんなで使えます。

多人数を効率よく測れます。



スタイル こだわりデザイン



小型・軽量サイズ

キュートでやさしいドールタッチのスタイル、
手になじむ、握りやすい卵型

かるい 重さ 約60g (卵1個分)
小さい 高さ81mm



自立型

ベッドサイドやカウンターに置けるスタンド型、
手軽にすぐに測れ、測定機会が増えます。

いつもは、室温を表示



60g 81mm





便利



3つの温度が測れる

モード切替で、非接触温度計にも使えて便利、
いつもは室温を表示

体温計 赤ちゃんから大人まで
家族みんなで使える

温度計 お風呂、ミルク、スープ等

室温表示 .. 室温が10~40℃を確認
室温に十分になじませて使用



体温計



温度計
(表面温度)



室温表示



お好みの色が選べる カラー3色



ブルー



イエロー



ピンク



おでこで測るのは、なぜ...

おでこは、発熱や体温変化に敏感に反応するからです。
血流量が多く体の深部体温を反映します。

体温を舌下やワキの下で測るのは、なぜ...

脳や心臓などの臓器の働きを保つ体温を、負担をかけずに近い温度が測れる部位だからです。

舌下は、ワキの下より少し高いのが一般的です。

発熱アラーム 37.5℃以上を検出するとブザー音が3回なりお知らせ
ブザー音入切機能 操作時のブザー音の入り切りができ、寝ている方を起こさずに測定が可能です。

体温計に関するお問い合わせは・・・エー・アンド・デイ お客様相談センター

無料通話 **0120-514-016**

受付時間：月～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）9：00～12：00 13：00～17：00

⚠ 安全上のご注意

- 検温結果の自己診断や治療はしないでください。医師の指導に従ってください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
また、お子様だけの使用はさけてください。

JANコード

ブルー : UTR-701A-JC 4981046201285
イエロー : UTR-701A-JC1 4981046201292
ピンク : UTR-701A-JC2 4981046201308

製造販売業者 株式会社エー・アンド・デイ
住所 埼玉県北本市朝日1-243
一般的名称 皮膚赤外線体温計 (JMDNコード17888000)
販売名 エー・アンド・デイ皮膚赤外線体温計UT-701
医療機器認証番号 226AFBZX00169000
医療機器の分類 管理医療機器

製品仕様

検温方式 赤外線式
測定部位 皮膚(額中央部)
表示範囲 体温：+34℃～+42.2℃ 温度：-22℃～+80℃
温度精度 体温計モード：±0.2℃ (+36.0℃～+39.0℃) それ以外は±0.3℃
温度計モード：±0.3℃ (+22.0℃～+42.2℃) -22℃～+21.9℃、
+42.3℃～+80℃の間は±4%または±2℃のいずれか大きいほうの値
機能 体温計モード、温度計モード、室温表示、発熱アラーム、ブザー音入り切り
25×メモリ
電池 DC3V (CR2032リチウム電池1個)
電池寿命 2,000回
使用温湿度 +10℃～+40℃ 15～85%RH
保存温湿度 -20℃～+50℃ 85%RH以下
外形寸法 幅46×奥行40×高さ81mm
本体質量 約60g (乾電池含む)
付属品 保護用キャップ、お試し用リチウム電池、取扱説明書(保証書付)、添付文書
* 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。

商品のご購入に
関する
お問い合わせは
株式会社あうるまで

あうる⁺ medical

株式会社 あうる

〒279-0012
千葉県浦安市入船 3-70 A4-1
TEL : 047-374-3100
FAX : 047-350-3609
<http://medical.owlowl.co.jp>