

**A&D**  
A&D Medical

エー・アンド・デイは  
医療・測定機器の総合メーカーです。

# これからは、非接触体温計

肌に触れずに、すばやく測れる

おでこで測る

でヒツと



赤ちゃんから  
大人まで測れる

はやい・簡単

**非接触式**

肌に触れず  
衛生的

約**1秒**  
測定

非接触体温計 UT-701

医療機器認証番号 226AFBZX00169000

# 体温測定の新習慣 おでこで触れずに検温

はやい、簡単だから家族で手軽に検温  
検温機会が増え、体調の確認や、  
体調変化を早期に見つかります。

発熱や体調の変化をつかむには、  
平熱を知っておくことが肝心です。

平熱には、個人差があります。  
健康時の平熱を測っておきましょう。

## おでこの表面温度から舌下温を表示

測定原理：すべての物質は、温度に関連した赤外線を放出しています。  
おでこの表面から放出される赤外線量を計測して、おでこ表面の  
平均温度を外気温に応じて舌下温に換算し表示します。

舌下温は、ワキの下の体温よりも  
少し高いのが一般的です。





# はやい、簡単



約1秒測定だから

朝の忙しい時や、じっとできない子供でも測れます。

短時間に多人数の測定ができます。



簡単!



測定ポイントが分りやすい

測定の際、ワキの下で挟む、口でくわえるなど、  
姿勢を保持する負担がありません。

体温（平衡温）を実測する場合、  
腋下で10分、口中で5分以上が必要で、  
子供や高齢者は姿勢を保つのは大変です。





# 非接触、衛生的



## 感染防止、消毒不要

非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。

## 非接触だから



寝ている人を起こさずに検温

家族みんなで使えます。

多人数を効率よく測れます。



# スタイル こだわりデザイン



## 小型・軽量サイズ

キュートでやさしいドールタッチのスタイル、  
手になじむ、握りやすい卵型

かるい 重さ 約60g (卵1個分)  
小さい 高さ81mm



## 自立型

ベッドサイドやカウンターに置けるスタンド型、  
手軽にすぐに測れ、測定機会が増えます。

いつもは、室温を表示



60g 81mm





# 便利



## 3つの温度が測れる

モード切替で、非接触温度計にも使えて便利、  
いつもは室温を表示

**体温計** ..... 赤ちゃんから大人まで  
家族みんなで使える

**温度計** ..... お風呂、ミルク、スープ等

**室温表示** .. 室温が10~40℃を確認  
室温に十分になじませて使用



体温計



温度計  
(表面温度)



室温表示



# お好みの色が選べる カラー3色



ブルー



イエロー



ピンク



## おでこで測るのは、なぜ...

おでこは、発熱や体温変化に敏感に反応するからです。  
血流量が多く体の深部体温を反映します。

## 体温を舌下やワキの下で測るのは、なぜ...

脳や心臓などの臓器の働きを保つ体温を、負担をかけずに近い温度が測れる部位だからです。

舌下は、ワキの下より少し高いのが一般的です。

**発熱アラーム** 37.5℃以上を検出するとブザー音が3回なりお知らせ  
**ブザー音入切機能** 操作時のブザー音の入り切りができ、寝ている方を起こさずに測定が可能です。

体温計に関するお問い合わせは・・・エー・アンド・デイ お客様相談センター

無料通話 **0120-514-016**

受付時間：月～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）9：00～12：00 13：00～17：00

**⚠ 安全上のご注意**

- 検温結果の自己診断や治療はしないでください。医師の指導に従ってください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。  
また、お子様だけの使用はさけてください。

**JANコード**

ブルー： UTR-701A-JC 4981046201285  
イエロー： UTR-701A-JC1 4981046201292  
ピンク： UTR-701A-JC2 4981046201308


製造販売業者 株式会社エー・アンド・デイ  
住所 埼玉県北本市朝日1-243  
一般的名称 皮膚赤外線体温計（JMDNコード17888000）  
販売名 エー・アンド・デイ皮膚赤外線体温計UT-701  
医療機器認証番号 226AFBZX00169000  
医療機器の分類 管理医療機器

**製品仕様**

検温方式 赤外線式  
測定部位 皮膚（額中央部）  
表示範囲 体温：+34℃～+42.2℃ 温度：-22℃～+80℃  
温度精度 体温計モード：±0.2℃（+36.0℃～+39.0℃）それ以外は±0.3℃  
温度計モード：±0.3℃（+22.0℃～+42.2℃）-22℃～+21.9℃、  
+42.3℃～+80℃の間は±4%または±2℃のいずれか大きいほうの値  
機能 体温計モード、温度計モード、室温表示、発熱アラーム、ブザー音入り切り  
25×メモリ  
電池 DC3V（CR2032リチウム電池1個）  
電池寿命 2,000回  
使用温湿度 +10℃～+40℃ 15～85%RH  
保存温湿度 -20℃～+50℃ 85%RH以下  
外形寸法 幅46×奥行40×高さ81mm  
本体質量 約60g（乾電池含む）  
付属品 保護用キャップ、お試し用リチウム電池、取扱説明書（保証書付）、添付文書

\* 本製品は改良のため、予告なしに仕様変更することがあります。

商品のご購入に  
関する  
お問い合わせは  
株式会社あうるまで

 あうる<sup>+</sup> medical

株式会社 あうる

〒279-0012

千葉県浦安市入船 3-70 A4-1

TEL：047-374-3100

FAX：047-350-3609

<http://medical.owlowl.co.jp>